

Таблица соответствия размеров цветам полимерных катетеров и зондов Apexmed

Размер по шкале Шарьера CH/FR	Внутренний диаметр I.D. (мм)	Внешний диаметр O.D. (мм)	Рис.	Катетер Нелатона		Катетер урологич. женский		Катетер Фолея			Питательный катетер		Дуоденальный зонд		Желудочный зонд		Аспирационный катетер		Ректальный зонд		Пупочный катетер	
				Цвет	Длина, мм	Цвет	Длина, мм	Объем баллона мл/куб. см	Цвет	Длина, мм	Цвет	Длина, мм	Цвет	Длина, мм	Цвет	Длина, мм	Цвет	Длина, мм	Цвет	Длина, мм	Цвет	Длина, мм
4	0,8	1,4	○								красный	400/1200					красный					
5	0,9	1,7	○								желтый	400/1200					серый	450			белый	400
6	1,1	2,0	○	бирюзовый	400	бирюзовый	180	3-5	розовый	400	синий	400/1200					салатовый	450			синий	400
8	1,7	2,7	○	голубой	400	голубой	180	3-5	черный	400	голубой	400/1200			голубой	760/1100	синий	450			голубой	400
10	2,3	3,3	○	черный	400	черный	180	3-5	серый	400	бесцветный	1200			черный	760/1100	черный	450				
12	2,8	4,0	○	белый	400	белый	180	30	белый	400	бесцветный	1200			белый	760/1100	белый	450				
14	3,3	4,7	○	зеленый	400	зеленый	180	30	зеленый	400	бесцветный	1200			зеленый	760/1100	зеленый	450				
16	3,8	5,3	○	оранжевый	400	оранжевый	180	30	оранжевый	400	бесцветный	1200	оранжевый	1250	оранжевый	760/1100	оранжевый	450				
18	4,5	6,0	○	красный	400	красный	180	30	красный	400	бесцветный	1200	красный	1250	красный	760/1100	красный	450				
20	5,1	6,7	○	желтый	400	желтый	180	30	желтый	400	бесцветный	1200	желтый	1250	желтый	760/1100						
22	5,6	7,3	○	синий	400	синий	180	30	фиолетовый	400	бесцветный	1200	синий	1250	синий	760/1100						
24	6,2	8,0	○	фиолетовый	400	фиолетовый	180	30	синий	400			фиолетовый	1250	фиолетовый	760/1100						
26	6,9	8,7	○	розовый	400	розовый	180	30	розовый	400					зеленый				красный	370		
28	7,5	9,3	○					30	коричневый	400					зеленый				желтый	370		
30	8	10,0	○											серый					черный	370		
32	8,7	10,7	○											коричневый					синий	370		
34	9,3	11,3	○																зеленый	370		
36	10,0	12,0	○																голубой	370		