

# НАБОР ДЛЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ MAXISET G16, G18

Предназначен для проведения эпидуральной (перидуральной) анестезии

- игла «Туохи» G 16 или G 18 - 1 шт.
- катетер эпидуральный с винтовым коннектором G 16 или G 18 - 1 шт.
  - G 16 - 3 боковых отверстия (глазки), закрытый кончик
  - G 18 - открытый кончик без боковых глазков
  - маркировка длины на катетере для контроля глубины прокола
  - градуировка катетера по 10 мм, начиная с кончика и до 250 мм: 2 деление, 3 деление, 4 деление, 5 деление ценой по 2,5 мм. Расположены соответственно на 100, 150, 200 и 250 мм
- бактериовирусный фильтр 0,2 мк тип «Луер» и тип «Лок» - по 1 шт.
- шприц «утраты сопротивления» 5 мл - 1 шт.
- шприц для введения анестетика 20 мл - 1шт.
- иглы инъекционные для местной анестезии - 3 шт.
- игла-троакар - 1шт.
- марлевые салфетки - 3 шт.
- тупферы на пластиковых держателях для обработки операционного поля - 2 шт.
- ламинированная самоклеющаяся салфетка для изоляции операционного поля - 1 шт.
- пластырь бумажный ленточный для эпидурального катетера - 1 шт.
- пластырь бактерицидный - 1 шт.
- перчатки одноразовые - 1 пара

Эпидуральный катетер				Эпидуральная игла				
Размер G	Наружная длина, мм	Диаметр мм	Объем мл	Размер G	OD, мм	ID, мм	Длина иглы мм	Градуировка мм
16	1,1	900	0,25	16	1.60-1.69	1.26-1.36	90 ± 2мм	10
18	0,80	900	0,19	18	1.20-1.30	0.90-0.96	90 ± 2мм	10

REF.	Каталожный номер	<b>STERILE EO</b>	Стерилизовано оксидом этилена
MFD	Дата производства	<b>NON TOXIC</b>	Не токсично
EXP	Использовать до	<b>PYROGEN FREE</b>	Апирогенно
LOT	Номер партии		
	Для одноразового использования		Смотрите инструкцию

РУ ФС № 2005/1840 от 07.12.2005

Производитель: Shanghai Jianda Medical Apparatus and Instruments, Co., Ltd.; Shanghai Songjiang distr. Economic Development Park Sweet, China for Apexmed International B. V. the Netherlands